

Высокие показатели



Быстрота и легкость в использовании, точные измерения

- Используя бесконтактную пирозлектрическую инфракрасную технологию для получения температуры уха, время измерения требуется всего от 2 до 3 секунд; эффективно предотвращает риск перекрестной инфекции
- Встроенный модуль WIFI для функции ТЕМП, данные о температуре пациента быстро переносятся на NC3 по WIFI, а также отображаются на экране, удобно для обслуживания разных пациентов, сокращает время и стоимость клинических измерений
- Быстрая технология измерения НИАД сокращает время измерения до 20-30 секунд с прежних 60 ~ 120 секунд, обеспечивает отображение рисунка ПС
- Быстро переключает относительные параметры для разных типов пациентов, таких как взрослые, дети и новорожденные
- Дополнительный Masimo SP02 с изображением рисунка ИП (индекса перфузии), предоставляется медицинскому работнику вместе с измерением SP02

Умный и легкий, прочный и надежный

- 6 дюймовый ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает чистое и четкое изображение.
- Вес нетто составляет 1,25 кг, достаточно маленький и легкий для общего наблюдения в палате
- Различные решения для крепления на стену на тележки
- Аккуратная и герметичная конструкция, способен выдерживать падение на 1,2 метра
- Класс защиты от жидкостей IPX1, эффективно предотвращает повреждения жидкостями

Отличный монитор жизненно важных функций для удовлетво- рения клинических потребностей

- 50 групп хранения данных, легкий просмотр
- Отличная литий-ионная батарея обеспечивает более 12 часов автономной работы
- Различные аксессуары для НИАД и SP02 соответствуют потребностям разных пациентов, включая взрослых, детей и новорожденных

COMEN



Монитор жизненно
важных функций **NC3**

+7 (812) 467 87 45

info@comen-shop.ru

comen-shop.ru

Монитор жизненно важных функций NC3

NC3 специально разработан для точечной проверки жизненно важных функций пациента, таких как НИАД, SpO2, ТЕМП и ЧСС. Используя инфракрасную технологию измерения температуры уха, термометр уха может быстро считывать показания температуры за 2 ~ 3 секунды, а также передавать и отображать цифру на мониторе с помощью встроенного WiFi между ушным термометром и монитором жизненно важных функций NC3. Монитор создан с умным и эстетичным дизайном, с отличной литий-ионной батареей и качественным экраном, и полностью соответствует требованиям по оказанию неотложной помощи, для использования в больницах.

50 групп хранения данных, легкий просмотр

Технология быстрого измерения НИАД, сокращается время измерения до 20-30 секунд с прежних 60 ~ 120 секунд, обеспечивает отображение рисунка ПС

Masimo SpO2 с отображением рисунка ИП (индекса перфузии)

Включение/выключение питания: Короткое время для запуска, требуется всего 1 секунда, чтобы перейти в обычный рабочий интерфейс

6 дюймовый ЖК-дисплей с задней подсветкой обеспечивает чистое и четкое изображение

Использование бесконтактной пирозлектрической инфракрасной технологии для получения температуры уха, время измерения - от 2 до 3 секунд; эффективно предотвращает риск перекрестной инфекции.

Обеспечивает ПС из измерения SpO2 или НИАД

НИАД старт/стоп



Сброс/ Обзор

Тип пациента